



LP ITALIANA SPA



ISO 7056




Polypropylene beaker with blue graduation
Bicchieri in polipropilene con graduazione blu
 Bécher en polypropylène avec graduation bleue

code	volume ml	graduation ml	dimensions mm
290099	25	5	Ø 31x47
290100	50	10	Ø 40x60
290101	100	20	Ø 49x70
290102	250	50	Ø 68x94
290103	500	50	Ø 88x122
290104	1000	100	Ø 102x149
290105	2000	200	Ø 133x183
290106	3000	200	Ø 174x214
290107	5000	500	Ø 185x248

PMP beaker with red graduation
Bicchieri in PMP con graduazione rossa
 Bécher en PMP avec graduation rouge

ISO 7056



code	volume ml	graduation ml	dimensions mm
290109	25	5	Ø 31x47
290110	50	10	Ø 40x60
290111	100	20	Ø 49x70
290112	250	50	Ø 68x94
290113	500	50	Ø 88x122
290114	1000	100	Ø 102x149
290115	2000	200	Ø 133x183
290116	3000	200	Ø 174x214
290117	5000	500	Ø 185x248

Polypropylene tall graduated cylinder
Cilindro in polipropilene a forma alta, graduato
 Eprouvette en polypropylène forme haute graduée

DIN 12681 / ISO 6706

code	volume ml	graduation ml	dimensions mm
290119	10	0.2	Ø 16x140
290120	25	0.5	Ø 21x169
290121	50	1	Ø 28x199
290122	100	1	Ø 34x260
290123	250	2	Ø 47x315
290124	500	5	Ø 61x350
290125	1000	10	Ø 76x415
290126	2000	20	Ø 97x482



DIN 12681 / ISO 6706

PMP tall graduated cylinder
Cilindro in PMP a forma alta, graduato
 Eprouvette en PMP forme haute graduée



code	volume ml	graduation ml	dimensions mm
290129	10	0.2	Ø 16x140
290130	25	0.5	Ø 21x169
290131	50	1	Ø 28x199
290132	100	1	Ø 34x260
290133	250	2	Ø 47x315
290134	500	5	Ø 61x350
290135	1000	10	Ø 76x415
290136	2000	20	Ø 97x482



Polypropylene graduated low form cylinder
Cilindro in polipropilene a forma bassa, graduato
 Eprouvette en polypropylène forme basse graduée

code	volume ml	graduation ml	dimensions mm
291420	25	5	Ø 22x122
291421	50	10	Ø 27x142
291422	100	20	Ø 37x163
291423	250	50	Ø 51x192
291424	500	100	Ø 67x218
291425	1000	200	Ø 78x285

Polypropylene safety cylinder
Cilindro di sicurezza in polipropilene
 Eprouvette de sûreté en polypropylène

code	volume ml	handle manico poignée	double graduation doppia graduazione double graduation
290137	1000	☒	☒
290138	2000	☒	☒



Polypropylene hydrometer cylinder
Cilindro in polipropilene per idrometro
 Eprouvette en polypropylène pour hydromètre

code	volume ml	graduation ml	dimensions mm
290139	500	5	Ø 73x351

Polypropylene volumetric flask with PP screw cap
Matraccio in polipropilene con tappo a vite in PP, tarato
Fiole en polypropylène avec bouchon à vis en PP, jaugée

code	volume ml	cap tappo bouchon	height mm altezza mm auteur mm
290140	25	GL 18	115
290141	50	GL 18	150
290142	100	GL 18	180
290143	250	GL 25	235
290144	500	GL 25	270
290145	1000	GL 32	310



DIN EN ISO 1042



PMP volumetric flask with PP screw cap
Matraccio in PMP con tappo a vite in PP, tarato
Fiole en PMP avec bouchon à vis en PP, jaugée

code	volume ml	cap tappo bouchon	height mm altezza mm auteur mm
290150	25	GL 18	115
290151	50	GL 18	150
290152	100	GL 18	180
290153	250	GL 25	235
290154	500	GL 25	270
290155	1000	GL 32	310

Polypropylene Erlenmeyer flask with PP screw cap
Matraccio conico di Erlenmeyer in polipropilene con tappo a vite in PP
Fiole conique Erlenmeyer en polypropylène avec bouchon à vis en PP

code	volume ml	standard	NS
290160	50	GL 40	34/35
290161	100	GL 40	34/35
290162	250	GL 52	45/40
290163	500	GL 52	45/40
290164	1000	GL 52	45/40





PMP Erlenmeyer flask with PP screw cap

Matraccio conico di Erlenmeyer in PMP con tappo a vite in PP

Fiole conique Erlenmeyer en PMP avec bouchon à vis en PP

code	volume ml	standard	NS
290170	50	GL 40	34/35
290171	100	GL 40	34/35
290172	250	GL 52	45/40
290173	500	GL 52	45/40
290174	1000	GL 52	45/40

Polycarbonate flask with non-vented PP screw cap, suitable for tissue culture

Matraccio conico in policarbonato con tappo a vite in PP senza ventilazione.

Adatto per colture e applicazioni sterili

Fiole conique en polycarbonate avec bouchon à vis en PP sans ventilation.
A utiliser avec cultures stériles

code	volume ml	standard
290166	250	GL 52
290167	500	GL 52



Polycarbonate flask with vented PP screw cap, suitable for tissue culture

Matraccio conico in policarbonato con tappo a vite ventilato in PP.

Adatto per colture e applicazioni sterili

Fiole conique en polycarbonate avec bouchon à vis en PP avec ventilation.

A utiliser avec cultures stériles



code	volume ml	standard	ventilation mm
290168	250	GL 52	5
290169	500	GL 52	5

Polypropylene graduated jug
Caraffa graduata in polipropilene
Carafe graduée en polypropylène

code	volume ml	dimensions mm
290181	1000	Ø 130x150
290183	3000	Ø 150x180
290184	5000	Ø 165x230



Polypropylene high form jug with blue graduation
Caraffa in polipropilene a forma alta con graduazione blu

Carafe en polypropylène forme haute avec graduation bleue



code	volume ml	graduation ml	dimensions mm
290185	50	2	Ø 40x70
290186	100	2	Ø 50x80
290187	250	5	Ø 70x120
290188	500	10	Ø 91x133
290189	1000	10	Ø 116x170
290190	2000	20	Ø 150x215
290191	3000	50	Ø 170x242
290192	5000	100	Ø 210x270

Polypropylene conical jug with open handle and blue graduation

Caraffa conica in polipropilene con manico aperto e graduazione blu

Carafe conique en polypropylène avec poignée ouverte et graduation bleue

code	volume ml	graduation ml	dimensions mm
291450	500	10	Ø 100x140
291451	1000	10	Ø 125x167
291452	2000	20	Ø 212x148
291453	3000	50	Ø 170x242

